

报告编号	XB-201510080 02
检测分站标记	05
总页数	共 4 页

检 测 报 告

Test Report

产品名称: 医用冷藏箱

产品商标: 澳柯玛 (AUCMA)

型号规格: YC-100

检验类别: 委托检验

委托方名称: 澳柯玛股份有限公司

委托方地址: 青岛市经济技术开发区前湾港路 315 号

制造单位: 澳柯玛股份有限公司

澳柯玛股份有限公司检测站

Aucma Co., Ltd. Inspection & Test Laboratory

注 意 事 项

- 1、报告无我站“检测报告专用章”或无主检、审核、批准人签字无效。
- 2、报告复印件未经我站加盖“检测报告专用章”(红章)或有改动无效。
- 3、未经许可,本报告不得部分复制。
- 4、本报告的检测结果仅对受试样品有效。
- 5、一般性委托检测(非仲裁检测)报告不得作为解决质量争议的依据。
- 6、报告中除特殊说明,检测均在我站内进行。
- 7、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向我站综合办公室提出,逾期不予受理。
- 8、样品备查期满(委托检测为收到报告之日起一个月,仲裁检测到结案,失效期短的按时效期限),凡有使用价值且非假冒伪劣的样品由委托单位持单位介绍信、检测委托单领回。否则按我站有关规定处理。

试验单位:澳柯玛股份有限公司检测站 05 分站

地址:山东省青岛市经济技术开发区前湾港路 315 号

网址: <http://www.aucma.com.cn>

邮政编码: 266510

电话: (0532) 86765110 (业务办公室)

传真: (0532) 86765082

检 测 报 告

Test Report

共 4 页 第 1 页

样品名称 Sample	医用冷藏箱	检验类别 Test kind	委托检验
送检单位 Client	澳柯玛股份有限公司	型号规格 Model/Type	YC-100
生产单位 Manufacturer	澳柯玛股份有限公司	样品等级 Grade	合格品
送检单位地址 Address of Client	青岛市经济技术开发区前湾港路 315 号	商标 Brand	澳柯玛(AUCMA)
送检人员 Client Representative	李冰	接样日期 Receipt Date	2015 年 9 月 28 日
样品数量 Sample Quantity	1 台	生产日期 Producing Date	2015 年 9 月 24 日
样品特性和状态 Sample Description	完好	样品批号 Batch No.	N0.0929418
检验环境 Environmental for Test	按标准	检验日期 Test Date	2015 年 9 月 28 日 — 2015 年 9 月 30 日
检验依据 Test Standard	YZB/鲁 0419-2012 《医用冷藏箱》		
检验要求 Test Item	有效容积等 24 项。		
检验结论 Test Conclusion	受澳柯玛股份有限公司委托,对该厂生产的 AUCMA 牌 YC-100 医用冷藏箱进行检验,所检项目合格。		
备注 Note	1、本报告含封面、封二及报告正页 4 页。 2、符号“ / “ 表示该项无内容。		

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

A
份

1100

检测报告(续)

共 4 页 第 2 页

样 品 描 述 及 说 明

产品型号: YC-100

气候类型: SN 型

温区数量: 单温区

制冷工质/数量: R600a/27g

冷冻能力: 无

容积: 100L ;

环境补偿加热丝: 无

安装方式: 固定式.

电源类型: 交流单相 220V/50Hz

插头: 国标插头.

颜色: 白色

额定输入功率: 150W+1W

温控装置: 电脑温控

检测报告(续)

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	额定有效容积	L	实际有效容积不应小于额定有效容积的 97%	99.4	合格
2	箱体、门体或盖体及	/	冷藏箱门体、盖体与箱体配合紧密;需要配备安全门锁,防止随意开启。	通过	合格
3	测试孔	/	冷藏箱应在箱体或门盖上设置测试孔,测试孔两端应使用胶堵可靠密封;产品当使用在不需 要测试孔的场合,也可不设置温度测试孔。	无	/
4	绝热性能和防凝露	/	冷藏箱外表面(门玻璃除外)不应出现珠状级或流水级凝露现象	通过	合格
5	门封盖封气密性	/	应符合 YZB/鲁 0419-2012 中第 5.4.3 条要求	通过	合格
6	噪声	dB	强制风冷式冷凝器的冷藏箱,噪声应不大于 65dB(A);	38	合格
7	振动	mm/s	不大于 600L 的冷藏箱,振动速度有效值不应大于 0.71mm/s	0.31	合格
8	电镀件	/	应符合 YZB/鲁 0419-2012 中第 5.4.5 条要求	通过	合格
9	表面涂层	/	应符合 YZB/鲁 0419-2012 中第 5.4.7 条要求	通过	合格
10	制冷系统密封性能	/	应符合 YZB/鲁 0419-2012 中第 5.4.6 条要求	通过	合格
11	外观要求和包装试验	/	应符合 YZB/鲁 0419-2012 中第 5.4.7 条要求	通过	合格
12	降温速度	h	箱内温度从 32℃降到 4℃的时间不超过 3	1.5	合格
13	环境适应性	/	应符合 YZB/鲁 0419-2012 中第 5.6 条要求	通过	合格
14	控温性能	℃	在 10℃和 32℃环温下按照 GB/T0086-2007 中 7.5.1 进行试验,箱内温度偏离不超过 2℃	1.4	合格
15	箱温波动	℃	32℃环温下按照 GB/T0086-2007 中第 7.5.3 进行试验,开机与停机时箱内中电温差应不大于 3℃	1.7	合格
16	温度均匀性	℃	32℃环温下按照 GB/T0086-2007 中第 7.5.4 进行试验,箱内各测量点平均温度最大值与最小值差不大于 2℃	1.2	合格

检测报告(续)

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	技术要求		检验结果	单项判定
1 7	额定耗电量	kW.h/ 24h	应小于等于额定值的 115% (YC80 额定耗电量为 1.0)		1.08	合格
1 8	化霜性能	/	应符合 YZB/鲁 0419-2012 中第 5.5.3 条要求		无	/
1 9	启动性能	/	单相电源电压降到 187V 和升至 242V, 机组仍能 正常启动。	187V 242V	通过 通过	合格
2 0	温控器及温 度显示	/	冷藏箱外应设有温度指示。		设有数码温度指 示, 精度 0.1℃	合格
2 1	超温报警	/	应符合 YZB/鲁 0419-2012 中第 5.5.4 条要求		通过	合格
2 2	泄漏电流(冷 态)	mA	$\leq 0.2\text{mA}$ 。		0.11	合格
2 3	电气强度(冷 态)	/	1250V/min		通过	合格
2 4	接地电阻	Ω	≤ 0.1 。		0.07	合格
备注		/				

以下空白.